

FeNO Monitoring-System

Vivatmo me

EIGENSCHAFTEN

Vivatmo me	
Messbereich	5 ppb bis 300 ppb
Genauigkeit	±5 ppb unter 50 ppb, ±10 % ≥50 ppb, ±15 % ≥160 ppb angegeben als obere Konfidenzgrenze von 95 %
Präzision	±5 ppb unter 50 ppb, ±10 % ≥50 ppb, ±15 % ≥160 ppb angegeben als Standardabweichung für Wiederholungsmessungen mit dem gleichen Gerät
Lebensdauer des Geräts	1000 Messungen
Speicherkapazität	1000 Messungen

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Gerät	
Sensor	Chemischer Feldeffekttransistor
Bildschirm	Digitale LCD-Anzeige
Stromquelle	4 Batterien AAA 1,5 V, Lebensdauer: Bis zu 60 Messversuche für LithiumEisen-Disulfid-Batterien, bis zu 25 Messversuche für Alkali-Batterien
Gewicht	170 g
Abmessungen	4,0 cm x 5,4 cm x 22,4 cm
Packungsinhalt	Vivatmo me Gerät, 5 Einweg-Mundstücke, Batterien, Schutzkappe, Gebrauchsanweisung

Einweg-Mundstück (Zubehör)

Einzelnutzung	Messung innerhalb von 15 Minuten nach Öffnen der Verpackung. Nutzung begrenzt auf 5 Messversuche und durch Verfallsdatum.
Lebensdauer	2 Jahre ab Fertigungsdatum



ELEKTRISCHE UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

Anwendungsteil	Typ BF nach EN 60601-1-11 für Handgerät und Einweg-Mundstück wenn aufgesteckt
Maximale Oberflächentemperatur	58 °C, Berührzeit < 60 Sekunden
Elektrische Sicherheit	ME-Gerät mit interner Versorgung, getestet nach EN 60601-1-11 IP22 (Schutz gegen Fremdkörper >12,5 mm und gegen schräges Tropfwasser) für Basissicherheit, aber nicht für Funktion
Datenübertragung	Bluetooth® Smart (Niedrigenergie), 2,4 GHz Frequenzband
Elektromagnetische Emissionen	CISPR 11 Gruppe 1 (batteriebetrieben)
Elektromagnetische Störfestigkeit	EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 (batteriebetrieben), EN61000-4-8

REACH VERORDNUNG

Informationspflicht nach Artikel 33 der Verordnung Nr. 1907/2006.

Die Pumpe im Inneren unseres Produkts enthält Bleimonoxid.

Einschränkungen des Systems: Tauschen Sie Ihr Vivatmo me spätestens 3 Jahre nach Herstellungsdatum aus.

UMGEBUNGSBEZOGENE SPEZIFIKATIONEN

	Betrieb	Transport und Lagerung zwischen den Anwendungen
Temperatur	+15 °C bis +27 °C	+5 °C bis +27 °C
Relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend)	15 % bis 60 %	10 % bis 60 %
Luftdruck (entspricht 0 - 2,000 m ü.M.)	780 hPa bis 1,100 hPa	780 hPa bis 1,100 hPa
Umgebungs- NO Konzentration	< 100 ppb	

ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT (EMV)

Wichtige Informationen zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV)

Dieses Gerät entspricht EN60601-1-2:2015 für die EMV mit dem Ziel, unsichere Produktsituationen zu vermeiden. Diese Norm regelt die Stufen der Störfestigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen und die maximalen elektromagnetischen Emissionswerte für medizinische Geräte. Dieses von der Firma hergestellte medizinische Gerät erfüllt die Norm EN60601-1-2:2015 sowohl in Bezug auf die Störfestigkeit als auch in Bezug auf Emissionen.

Bitte beachten Sie, dass tragbare und mobile Hochfrequenz-Kommunikationssysteme dieses Gerät stören können, selbst wenn sie den CISPR-Emissionsanforderungen entsprechen. Stapeln Sie das Gerät nicht und verwenden Sie keine Mobiltelefone oder andere Geräte, welche starke elektrische oder elektromagnetische Felder erzeugen. Dies kann zu Fehlfunktionen und Ungenauigkeiten des Medizinprodukts führen. Tragbare HF-Kommunikationsgeräte dürfen nicht näher als 30 cm neben dem Gerät verwendet werden.

Leitlinien und Hersteller-Erklärung – Elektromagnetische Aussendung

Das Vivatmo me ist für den Betrieb in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder der Anwender des Vivatmo me sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung benutzt wird.


Aussendungs-Messungen	Übereinstimmung	Elektromagnetische Umgebung – Leitlinien
HF-Aussendungen nach CISPR 11	Gruppe 1	Das Vivatmo me verwendet HF-Energie ausschließlich zu seiner internen Funktion. Daher ist seine HF-Aussendung sehr gering und es ist unwahrscheinlich, dass benachbarte elektronische Geräte gestört werden.
HF-Aussendungen nach CISPR 11	Klasse B	Das Vivatmo me ist für den Gebrauch in allen Einrichtungen einschließlich Wohnbereichen und solchen bestimmt, die unmittelbar an ein öffentliches Versorgungsnetz angeschlossen sind, dass auch Gebäude versorgt, die für Wohnzwecke genutzt werden.
Oberschwingungen nach IEC 61000-3-2	n / a	
Spannungsschwankungen / Flicker nach IEC 61000-3-3	n / a	

Leitlinien und Hersteller-Erklärung – Elektromagnetische Störfestigkeit

Das Vivatmo me ist für den Betrieb in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder der Anwender des Vivatmo me sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung benutzt wird.

Störfestigkeitsprüfungen	IEC 60601-Prüfpegel	Übereinstimmungspegel	Elektromagnetische Umgebung – Leitlinien
Entladung Statischer Elektrizität (Esd) Nach IEC 61000-4-2	±8 kV Kontaktentladung ±15 kV Luftentladung	±8 kV Kontaktentladung ±15 kV Luftentladung	Fußböden sollten aus Holz oder Beton bestehen oder mit Keramikfliesen versehen sein. Wenn der Fußboden mit synthetischem Material versehen ist, muss die relative Luftfeuchte mindestens 30 % betragen.
Schnelle transiente elektrische Störgrößen/Bursts nach IEC 61000-4-4	n / a	n / a	n / a
Stoßspannungen / Surges nach IEC 61000-4-5	n / a	n / a	n / a
Spannungseinbrüche, Kurzzeitunterbrechungen und Schwankungen der Versorgungsspannung nach IEC 61000-4-11	n / a	n / a	n / a
Magnetfeld bei der Versorgungsfrequenz (50/60 Hz) nach IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Magnetfelder bei der Netzfrequenz sollten den typischen Werten, wie sie in der Geschäfts- und Krankenhausumgebung vorzufinden sind, entsprechen.

Anmerkung: UT ist die Netzwechselspannung vor der Anwendung des Prüfpegels.

Störfestigkeitsprüfungen	IEC 60601 Prüfpegel	Übereinstimmungspegel	Elektromagnetische Umgebung – Leitlinien
Geleitete HF-Störgrößen nach IEC 61000-4-6	10 Vrms 150 kHz bis 80 MHz	n / a	<p>Tragbare und mobile Funkgeräte sollten in keinem geringeren Abstand zum Vivatmo me einschließlich der Leitungen verwendet werden als dem empfohlenen Schutzabstand, der nach der für die Sendefrequenz zutreffenden Gleichung berechnet wird.</p> <p>Empfohlener Schutzabstand: $d = 1,2\sqrt{P}$ $d = 1,2\sqrt{P}$ 80 MHz bis 800 MHz $d = 2,3\sqrt{P}$ 800 MHz bis 2,7 GHz</p> <p>mit P als der maximalen Nennleistung des Senders in Watt (W) nach Angaben des Senderherstellers und d als empfohlenem Schutzabstand in Meter (m).</p> <p>Die Feldstärke stationärer Funksender sollte bei allen Frequenzen gemäß einer Untersuchung vor Ort geringer als der Übereinstimmungs-Pegel sein. In der Umgebung von Geräten, die das folgende Bildzeichen tragen, sind Störungen möglich:</p> 
Gestrahlte HF-Störgrößen nach IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz bis 2,7 GHz	10 V/m 80 MHz bis 2,7 GHz	

Prüffestlegungen für die Störfestigkeit gegenüber hochfrequenten drahtlosen Kommunikationseinrichtungen

Prüffrequenz MHz	Modulation ^b	Störfestigkeits-Prüfpegel V/m
385	Pulsmodulation ^b 18 MHz FM	27
450	± 5 kHz Hub 1 kHz Sinus	28
710	Pulsmodulation ^b 217 MHz	9
745		
780	Pulsmodulation ^b 18 MHz	28
810		
870	Pulsmodulation ^b 217 MHz	28
930		
1720	Pulsmodulation ^b 217 MHz	28
1845		
1970	Pulsmodulation ^b 217 MHz	28
2450	Pulsmodulation ^b 217 MHz	28
5240	Pulsmodulation ^b 217 MHz	9
5500		
5785		

^b Der Träger muss mit einem Rechtecksignal mit 50% Tastverhältnis moduliert werden.